



PRODUCT INFORMATION

僅供研究用途使用

產品名稱：	去活性白蛋白標準品
產品編號：	GD0069-2, GD0069-10
包裝規格：	2 ml, 10 ml
包裝濃度：	1 mg / ml
分子量：	~66 kDa
儲存條件：	-20°C

產品說明：

去活性白蛋白標準品 (**BSA Standard**) 是公定使用做為蛋白質研究之標準參考曲線或校準的標準品，同時亦可做為電泳分析的分子量標準品。適用於 BCA、Bradford 及其他蛋白質定量分析。

