

產品名稱:	10X TG 緩衝液
產品編號:	GB04-1 (1 L) / GB04-4 (4L)
產品包裝:	1 L / 4 L
儲存溫度:	室溫
成 分:	0.25 M Tris, 1.92 M Glycine, pH 8.3±0.05
說 明:	10X TG 緩衝液為Polyacrylamide膠的電泳緩衝液，並不含SDS，不適用於需將蛋白質變性之PAGE實驗。TG緩衝液亦適用於西方墨點法。本緩衝液配製為10X濃縮液和在室溫下儲存。