

PRODUCT INFORMATION

產品名稱:	10X PBS 緩衝液
產品編號:	GB07-1 (1 L) / GB07-4 (4 L)
產品包裝:	1 L / 4 L
儲存溫度:	室溫
配 方:	1.37 M Sodium Chloride、27 mM Potassium Chloride、43 mM $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 、14 mM KH_2PO_4 、pH 7.4±0.05
說 明:	PBS緩衝液普遍用於生物研究，例如：細胞培養等。 本緩衝液配製為 10倍濃度，請儲存於室溫。