

# PRODUCT INFORMATION

---

產品名稱:	<b>10X TBS 緩衝液</b>
產品編號:	GB08-1 (1 L) / GB08-4 (4 L)
產品包裝:	1 L / 4 L
儲存溫度:	室溫
成 份:	0.25M Tris 、 1.37M Sodium Chloride 、 0.027M Potassium Chloride 、 pH7.4±0.05
說 明:	TBS緩衝液配製為10倍濃度並且保存於室溫，適用於西方墨點法之蛋白偵測。