

PRODUCT INFORMATION

產品名稱： 10X Transfer Buffer (For Western Blot)

產品編號： GPB05

產品包裝： 500 ml

保存條件： 4°C

產品說明：

GeneMark 10X 濃縮轉印緩衝液適用於western blot分析。

可用於將蛋白於SDS-PAGE膠體轉印至nitrocellulose或PVDF膜上。

10X 濃縮轉印緩衝液之成份為250 mM Tris-HCl、1.92 M Glycine。

1X濃縮轉印緩衝液配製：

將100 ml 10X 濃縮轉印緩衝液與200 ml methanol混合後，補水至總體積為1 L。稀釋後緩衝液可於4°C保存1週。

1X緩衝液成份：25 mM Tris、192 mM Glycine、20% (v/v) methanol

注意：

1. 目前尚未有一種緩衝液是可適用於所有的 Western Blot 系統。
2. 本產品中不提供 Methanol，需由客戶自備。

